



# Vitrex Octaheel Baby

Inzisionssystem zur nahezu schmerzfreien Entnahme von Fersenblut



Die Anwendung vermeidet Blutergüsse durch Quetschung der Ferse und gewährleistet eine schnelle Wundheilung.

- **Benutzersicherheit** – Klinge vor und nach dem Gebrauch vollständig abgedeckt.
- **Benutzerfreundlichkeit** – Vorgeladen, Aktivierung per Knopfdruck.
- **Patientensicherheit** – Nur für den Einmalgebrauch bestimmt, nicht wiederverwendbar. Sterilisiert mittels Gammastrahlung.
- **Patientenkomfort** – Ultrascharfe Klinge mit hochschneller Aktivierung und kontrollierter Penetrationstiefe gewährleistet minimales Trauma und schnelle Heilung.
- **Optimaler Blutdurchfluss** - Die kontrollierte Klingebewegung optimiert den Blutdurchfluss.

Größe	Farbe	Octaheel Art.-Nr.	Steriheel Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
XS	Grün	335313	335213	Tiefe 0,65 mm, Länge 1,40 mm	50 Stk.
S	Orange	334313	334213	Tiefe 0,85 mm, Länge 1,75 mm	50 Stk.

Größe	Farbe	Octaheel Art.-Nr.	Steriheel Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
M	Gelb	333313	333213	Tiefe 1,00 mm, Länge 2,50 mm	50 Stk.
L	Pink	332313	332213	Tiefe 1,14 mm, Länge 2,80 mm	50 Stk.

Größe	Farbe	Octaheel Art.-Nr.	Steriheel Art.-Nr.	Abmessungen	VPE
XL	Blau	331313	331213	Tiefe 2,00 mm, Länge 3,00 mm	50 Stk.

## Bankverbindung

Commerzbank AG  
Regionalfiliale München  
Kontonummer: 21 21 43 200  
Bankleitzahl: 700 400 41  
IBAN: DE04 7004 0041 0212 1432 00  
SWIFT: COBADEFF700

## Geschäftsführer

Uwe Schipke

**USt -IdNr.:** DE272921521

**HRB:** 19210 Amtsgericht Stendal

## Kontakt

Tel.: +49 (0) 39201 70 20 55  
Fax: +49 (0) 39201 70 96 99  
Email: [info@labdiasys.de](mailto:info@labdiasys.de)  
[www.labdiasys.de](http://www.labdiasys.de)