



## Datenblatt Sicherheitslanzetten Vitrex Ultrasafe

Die Ultrasafe Lanzette ist für Blutzucker- und andere In-vitro-Diagnosetests bestimmt.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt können sich bei der Behandlung von Patienten versehentlich mit der Nadel verletzen und sich so der Gefahr von durch Blut übertragbaren Krankheiten wie dem AIDS-Virus und Hepatitis aussetzen. Die Ultrasafe Lanzette hilft dem Gesundheitspersonal, dieses Risiko zu vermeiden.

Das ultra-benutzerfreundliche Design hat ein ergonomisches Gehäuse mit besserem Griff als je zuvor und eine speziell ausgearbeitete Easy-Twist-off-Kappe, die die Benutzung erleichtert.

Verbesserte Abzugsposition zeigt die vor und nach dem Gebrauch. Kontaktaktivierte Sicherheitslanzette. Steril, zum einmaligen Gebrauch und zum Einweggebrauch. Unsere eigene europäische CTI-Nadel mit hochwertiger Silikonbeschichtung für eine weichere Penetration.

Einfach abzdrehende Kappe.

Ergonomisches Gehäuse und benutzerfreundliches Design.

Einfacher Gebrauch, 2-Schritt-Bedienung und kein Aufladen.

Sicherheit, nach Gebrauch zieht sich die Lanzette in das Gehäuse zurück, um Unfälle zu vermeiden.

### **DRUCKAKTIVIERUNG:**

Garantiert jedes Mal eine gute Blutprobe.

### **EINZIGARTIGES DESIGN:**

Ergonomisch optimiert für eine bessere Handhabung.

### **SILIKONBESCHICHTETE NADEL:**

Weniger Schmerzen und sanfte Penetration.

### **EUROPÄISCHE QUALITÄT, MADE IN CHINA:**

Hohe Qualität Nadel.

### **BENUTZERFREUNDLICHKEIT:**

Einfaches Anvisieren der Einstichstelle.

| Typ    | Gauge | Einstichtiefe | Farbe  | PZN | REF    | VE  |
|--------|-------|---------------|--------|-----|--------|-----|
| Klinge | 17G   | 2,0mm         | Grün   |     | 393413 | 100 |
| Nadel  | 26G   | 1,8mm         | Gelb   |     | 394413 | 100 |
| Nadel  | 21G   | 2,2mm         | Orange |     | 395413 | 100 |
| Nadel  | 21G   | 2,8mm         | Pink   |     | 396413 | 100 |
| Nadel  | 28G   | 1,8mm         | Lila   |     | 398413 | 100 |